



Implant Solutions

PILOT GUIDE
PLUS

Smile for everyone

CALLUS PILOT GUIDE PLUS

A Callus Pilot Guide alkalmazásával végzett enosszális implantáció során a sablonnal végzett előfurat, illetve a lépcsős magfúrók alkalmazása után szabad kézzel kell az implantátumokat behelyezni. A Callus Pro sebészeti tálca az összes navigált sebészethez szükséges eszközt tartalmazza, anélkül, hogy további eszközöket kellene vásárolni.



FIZIKAI FÚRÓSTOP,
mely bizonyos mélységnél
mélyebbre nem engedi a fúrót


**PRECÍZ VEZETÉS
SZŰKÍTŐKULCSOK
NÉLKÜL**

2 AZ 1-BEN SEBÉSZETI TÁLCA

KÉZI ÉS NAVIGÁCIÓS MÓDSZERREL VÉGZETT FOGÁSZATI IMPLANTÁCIÓKHOZ

PILOT FÚRÓK

- + két különböző hosszban a könnyebb alkalmazhatóság érdekében
- + persellyel kombinált fúróstop



GSLEEVE

Helyben nyomtatott sablonokba egyszerűen beépíthető persely (fúróstop funkcióval)



LÉPCSÓS MAGFÚRÓK




+ Megelőző furatba illeszkedő „vezető” hegy

PÁRHUZAMOSSÁGOT ELLENŐRZŐ CSAP

- + 3 fúróátmérőnek megfelelő keresztmetszet egy csapon
- + furat irányának meghosszabbítása a csont felett a könnyebb iránytartásért



WORKFLOW





Implant Solutions

Smile · for · everyone

Callus Implant Solutions Callus Implant Solutions Kft.

Adlerstraße 34 Tippan utca 2
90403 Nürnberg 1112 Budapest
Germany Hungary

WWW.CALLUSIMPLANTS.COM

info@callusimplants.com